


Índice

Consultar pacientes	2
Registrar paciente	3
Errores comunes	4
Consultar información del paciente	5
Editar información del paciente	7
Errores comunes	8
Consultar registros de signos vitales	9


Consultar pacientes

Para visualizar los pacientes registrados y poder acceder a su información deberá seguir los siguientes pasos:

1. Al abrir la aplicación se mostrará la pantalla *IU1 Consultar pacientes* en la que se mostrarán los pacientes que han sido registrados.
 - a. En caso de no existir ningún paciente registrado se mostrará el mensaje *MSJ1 No hay información para mostrar*.
2. Desde esta pantalla podrá realizar las siguientes acciones:
 - a. Consultar la información del paciente. (Vea la sección [Consultar información del paciente](#))
 - b. Registrar un paciente. (Vea la sección [Registrar paciente](#))
 - c. Realizar la búsqueda de un paciente. Para esto, en la casilla superior *IU1.1 Buscar paciente*, ingrese el nombre o apellido del paciente que desee buscar y se irán mostrando las coincidencias de los pacientes encontrados.
 - i. En caso de no encontrarse un paciente con el nombre ingresado, se mostrará el mensaje *MSJ1 No hay información para mostrar*.






IU1 Consultar pacientes




IU1.1 Buscar paciente

Registrar paciente

Para realizar el registro de un paciente deberá realizar los siguientes pasos:

1. Oprima el botón  en la pantalla *IU1 Consultar pacientes*.
2. Se mostrará la pantalla *IU2 Registrar paciente*.
3. Ingrese los datos del paciente que desee registrar (Nombre, Teléfono, Fecha de nacimiento y Sexo).
4. Siga los siguientes pasos según corresponda:
 - a. Para guardar la información del paciente: Oprima el icono  ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
 - i. Al finalizar la operación se mostrará la pantalla *IU1 Consultar pacientes*.
 - b. Para regresar a la pantalla anterior: Oprima el icono  ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla. Se mostrará la pantalla *IU1 Consultar pacientes*.

Nota: Esto no almacenará la información ingresada.






IU2 Registrar paciente


Errores comunes

Error	Posible solución
Se muestra el mensaje <i>MSJ3 Campo omitido.</i>	Este mensaje se muestra en caso de omitir un campo obligatorio, para continuar ingrese la información requerida por la pantalla en todos los campos e intente realizar la operación nuevamente.

Consultar información del paciente

Para visualizar la información de un paciente registrado deberá seguir los siguientes pasos:

1. Oprima el nombre del paciente deseado en la pantalla *IU1 Consultar pacientes*.
2. Se mostrará la pantalla *IU3 Consultar información del paciente* con un apartado de información general (Edad y Sexo), el promedio de mediciones (Temperatura y Frecuencia cardiaca), así como las últimas mediciones registradas.
3. Desde esta pantalla podrá realizar las siguientes acciones:
 - a. Editar la información del paciente. (Vea la sección [Editar información del paciente](#))
 - b. Eliminar un paciente:
 - i. Oprima el icono  ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
 - ii. Se mostrará el mensaje emergente *MSJ2 Eliminar paciente*, como se muestra en la figura *IU3.1 Eliminar paciente*.
 - iii. Si desea eliminar al paciente y todos sus registros, oprima el botón  en caso contrario oprima el botón .
 - c. Consultar registros de signos vitales. (Vea la sección [Consultar registros de signos vitales](#))



IU3 Consultar información del paciente

¿Desea eliminar al paciente Carlos Granados?




CANCELAR

ACEPTAR


IU3.1 Eliminar paciente

Editar información del paciente

Para editar la información de un paciente (Nombre, Teléfono, Edad, Sexo) deberá realizar los siguientes pasos:

1. Oprima el icono  en la pantalla *IU3 Consultar información del paciente*.
2. Se mostrará la pantalla *IU4 Editar paciente*.
3. Modifique los datos del paciente que desee actualizar (Nombre, Teléfono, Fecha de nacimiento y Sexo).
4. Siga los siguientes pasos según corresponda:
 - a. Para guardar la información del paciente: Oprima el icono  ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
 - i. Al finalizar la operación se mostrará la pantalla *IU1 Consultar pacientes*.
 - b. Para regresar a la pantalla anterior: Oprima el icono  ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla. Se mostrará la pantalla *IU3 Consultar información del paciente*.

Nota: Esto no almacenará la información ingresada.






IU4 Editar paciente

Errores comunes

Error	Posible solución
Se muestra el mensaje <i>MSJ3 Campo omitido.</i>	Este mensaje se muestra en caso de omitir un campo obligatorio, para continuar ingrese la información requerida por la pantalla en todos los campos e intente realizar la operación nuevamente.

Consultar registros de signos vitales

Para visualizar la información de los registros de signos vitales de un paciente deberá realizar los siguientes pasos:

1. Oprima el icono  ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla *IU3 Consultar información del paciente*.
2. Se mostrará la pantalla *IU5 Consultar registros de signos vitales* en la que se muestra una tabla con la fecha y hora en la que se registraron las mediciones de temperatura y frecuencia cardiaca del paciente.
3. Siga los siguientes pasos según corresponda:
 - a. Para regresar a la pantalla anterior: Oprima el icono  ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Se mostrará la pantalla *IU3 Consultar información del paciente*.
 - b. Para realizar la consulta de información de otro paciente: Oprima el icono  ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla. Se mostrará la pantalla *IU1 Consultar pacientes*.



IU5 Consultar registros de signos vitales