


# Índice

Consultar pacientes	2
Registrar paciente	3
Errores comunes	4
Consultar información del paciente	5
Editar información del paciente	7
Errores comunes	8
Consultar registros de signos vitales	9


# Consultar pacientes

Para visualizar los pacientes registrados y poder acceder a su información deberá seguir los siguientes pasos:

1. Al abrir la aplicación se mostrará la pantalla *IU1 Consultar pacientes* en la que se mostrarán los pacientes que han sido registrados.
  - a. En caso de no existir ningún paciente registrado se mostrará el mensaje *MSJ1 No hay información para mostrar*.
2. Desde esta pantalla podrá realizar las siguientes acciones:
  - a. Consultar la información del paciente. (Vea la sección [Consultar información del paciente](#))
  - b. Registrar un paciente. (Vea la sección [Registrar paciente](#))
  - c. Realizar la búsqueda de un paciente. Para esto, en la casilla superior *IU1.1 Buscar paciente*, ingrese el nombre o apellido del paciente que desee buscar y se irán mostrando las coincidencias de los pacientes encontrados.
    - i. En caso de no encontrarse un paciente con el nombre ingresado, se mostrará el mensaje *MSJ1 No hay información para mostrar*.






IU1 Consultar pacientes




IU1.1 Buscar paciente

# Registrar paciente

Para realizar el registro de un paciente deberá realizar los siguientes pasos:

1. Oprima el botón  en la pantalla *IU1 Consultar pacientes*.
  2. Se mostrará la pantalla *IU2 Registrar paciente*.
  3. Ingrese los datos del paciente que desee registrar (Nombre, Teléfono, Fecha de nacimiento y Sexo).
  4. Siga los siguientes pasos según corresponda:
    - a. Para guardar la información del paciente: Oprima el icono  ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
      - i. Al finalizar la operación se mostrará la pantalla *IU1 Consultar pacientes*.
    - b. Para regresar a la pantalla anterior: Oprima el icono  ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla. Se mostrará la pantalla *IU1 Consultar pacientes*.
- Nota: Esto no almacenará la información ingresada.






IU2 Registrar paciente


Errores comunes

Error	Posible solución
Se muestra el mensaje <i>MSJ3 Campo omitido.</i>	Este mensaje se muestra en caso de omitir un campo obligatorio, para continuar ingrese la información requerida por la pantalla en todos los campos e intente realizar la operación nuevamente.

# Consultar información del paciente

Para visualizar la información de un paciente registrado deberá seguir los siguientes pasos:

1. Oprima el nombre del paciente deseado en la pantalla *IU1 Consultar pacientes*.
2. Se mostrará la pantalla *IU3 Consultar información del paciente* con un apartado de información general (Edad y Sexo), el promedio de mediciones (Temperatura y Frecuencia cardiaca), así como las últimas mediciones registradas.
3. Desde esta pantalla podrá realizar las siguientes acciones:
  - a. Editar la información del paciente. (Vea la sección [Editar información del paciente](#))
  - b. Eliminar un paciente:
    - i. Oprima el icono  ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
    - ii. Se mostrará el mensaje emergente *MSJ2 Eliminar paciente*, como se muestra en la figura *IU3.1 Eliminar paciente*.
    - iii. Si desea eliminar al paciente y todos sus registros, oprima el botón  en caso contrario oprima el botón .
  - c. Consultar registros de signos vitales. (Vea la sección [Consultar registros de signos vitales](#))



IU3 Consultar información del paciente

¿Desea eliminar al paciente Carlos Granados?




CANCELAR

ACEPTAR


IU3.1 Eliminar paciente

## Editar información del paciente

Para editar la información de un paciente (Nombre, Teléfono, Edad, Sexo) deberá realizar los siguientes pasos:

1. Oprima el icono  en la pantalla *IU3 Consultar información del paciente*.
2. Se mostrará la pantalla *IU4 Editar paciente*.
3. Modifique los datos del paciente que desee actualizar (Nombre, Teléfono, Fecha de nacimiento y Sexo).
4. Siga los siguientes pasos según corresponda:
  - a. Para guardar la información del paciente: Oprima el icono  ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.
    - i. Al finalizar la operación se mostrará la pantalla *IU1 Consultar pacientes*.
  - b. Para regresar a la pantalla anterior: Oprima el icono  ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla. Se mostrará la pantalla *IU3 Consultar información del paciente*.

Nota: Esto no almacenará la información ingresada.



IU4 Editar paciente




# Errores comunes

Error	Posible solución
Se muestra el mensaje <i>MSJ3 Campo omitido.</i>	Este mensaje se muestra en caso de omitir un campo obligatorio, para continuar ingrese la información requerida por la pantalla en todos los campos e intente realizar la operación nuevamente.



# Consultar registros de signos vitales

Para visualizar la información de los registros de signos vitales de un paciente deberá realizar los siguientes pasos:

1. Oprima el icono  ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla *IU3 Consultar información del paciente*.
2. Se mostrará la pantalla *IU5 Consultar registros de signos vitales* en la que se muestra una tabla con la fecha y hora en la que se registraron las mediciones de temperatura y frecuencia cardiaca del paciente.
3. Siga los siguientes pasos según corresponda:
  - a. Para regresar a la pantalla anterior: Oprima el icono  ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Se mostrará la pantalla *IU3 Consultar información del paciente*.
  - b. Para realizar la consulta de información de otro paciente: Oprima el icono  ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla. Se mostrará la pantalla *IU1 Consultar pacientes*.



IU5 Consultar registros de signos vitales